

stem No : 22590
stem Tarihi : 26.02.2019 00:00:00
Açıklama :
Bölüm Kodu : 9999
Bölüm Adı : STERILAZYON BIRIMI

Döküm Tarihi : 01.03.2019
Sayfa : 1

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
150030399691	STER L CERRAH ÖNLÜK	2.000,00	ADET
artname Kodu	: 25678		

TEK KULLANIMLIK KORUMALI CERRAH ÖNLÜK TEKNİK ARTNAMES

1. Önlük tek kullanımlık olmalıdır.
2. Önlükler , ameliyat esnasında oluşacak kan, idrar, safra v.b. vucut sıvılarını absorbe etmeyen , bu sıvıların vucuda geçmesini mümkün kılmayan ancak hava geçirgen dokuya sahip en az 65gr/m² ağırlığında en az 3 katlı medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Önlükler Basınç uygulanarak su ile test edilecek , basınç altında sıvı geçiren malzemeler kabul edilmeyecektir.
3. Önlüklerin Koruması önlüğün bütününde kumaş arasında veya altında olmalı bu sayede önlüğün hiçbir yerinden sıvı geçmesine izin vermemelidir. Değerlendirme esnasında önlük korumasının yapıldığı yerden ayrılıp ayrılmadığına bakılacak kolayca ayrılan önlükler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4. Önlük kumaş cildi tahriretmeyecek yumuşaklıkta, anti-statik , anti-bakteriyel ve uzun vakalarda bile kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde hafif olmalıdır. Sürtünme sonucunda tiftiklenme yapmamalıdır.
5. Önlük boyu en az 125cm(±5) , göğüs çevresi en az 150cm (±5) olmalıdır
6. Kol manşetleri kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde dikişsiz ve elastiki olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi esnasında kolların yukarı doğru sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
7. Önlük yaka açıklığı 2 kademeli ayarlanabilmelidir, bu sayede ekstra small ve ekstra large bedenlerde bile önlüğün kapanabilmesine izin vermelidir. Bu ayarlamalardan en az biri velkron (cırt cırt) ihtiva etmelidir.
8. Önlüğün boyun kısmı teri emen sürtünmeyle cildi tahriretmeyen, yumuşak kumaşla biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
9. Önlükte 2 iç 2 dış dört adet kuşak olmalıdır. Kuşaklar Önlüğe sıcak tutkal yöntemi ile yapıldırılacak, ayrıca tam güvenlik sağlamak amacı ile dış kuşaklar ekstra bir takviye yapıldırıcı bant ile tutturulacaktır. Sterilitenin kontrolü amacı ile dış kuşaklar bir karton ile ayrıca tutturulmalıdır.
10. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı , ayrıca dikiş yerleri yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır.
11. Önlük Steril olmayan bir kişinin yardımı ile, sterilliliği bozulmadan giydirilebilecek şekilde asepsi koşullarına uygun olarak katlanmış olmalıdır.
12. Önlüklerin Small, Medium, Large ve X-Large bedenleri olmalıdır. Hastanenin ihtiyacına göre teslimat yapılmalıdır.

stem No : 22590

Döküm Tarihi : 01.03.2019

stem Tarihi : 26.02.2019 00:00:00

Sayfa : 2

Açıklama :

Bölüm Kodu : 9999

Bölüm Adı : STERILAZYON BIRIMI

stem artname Listesi

13. Önlük bir tarafı medikal ka ıt, di er tarafı medikal filmden olu an, kenarları steril edildi inde renk de i tiren ambalaj ile paketlenmi olmalıdır.
14. Önlük steril olmalı imal tarihinden itibaren en az 3 yıl kullanım süresi olmalıdır.
15. Set etiketinin üzerinde ürün içeri i, imal tarihi, son kullanma tarihi, Lot numarası, sterilizasyon yöntemi, CE i areti ve Üretici firma bilgileri yer almalıdır.
16. Klinik tarafından daha önce denenmi ve olur almı olmalıdır.
17. Teklif edilen ürün T.C. laç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi bankasına (TITUBB) kayıtlı ve Sa lık Bakanlı ı tarafından onaylı olmalıdır.
18. Bir adet el kurulama havlusu bulunmalıdır.

Sistem No : 22590

Döküm Tarihi : 01.03.2019

Sistem Tarihi : 26.02.2019 00:00:00

Sayfa : 3

Açıklama :

Bölüm Kodu : 9999

Bölüm Adı : STERİLİZASYON BİRİMİ

Sistem Adı Listesi